


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Clcnka Para Wb, Elisa - P51800

Número do item: CM0028531



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CLCNKA validado para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Tem como alvo o canal de cloreto CIC-Ka, envolvido na audição e função renal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLCNKA Rabbit pAb
Observações/Apelido	CLCK1; CIC-K1; hCIC-Ka; CLCNKA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1187
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 470-644 do CLCNKA humano (NP_001244068.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P51800
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Saco de gelo