

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cldn10 Para Wb, Elisa - P78369

Número do item: CM0027357

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-CLDN10 validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para rato. Tem como alvo a Claudina-10 humana, uma proteína de junção apertada que regula a permeabilidade iônica paracelular, adequada para pesquisa renal e epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLDN10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	OSPL; HELIX; OSP-L; CPETRL3; CLDN10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9071
GeneID	9071
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da CLDN10 humana (NP_008915.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P78369
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Em bolsa de gelo