

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cldn11 Para Wb, Elisa - 075508

Número do item: CM0029507

introdução

Anticorpo policlonal de coelho CLDN11 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reconhece claudina-11 humana e de murino, uma proteína de junção estreita envolvida na adesão celular e leucodistrofia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLDN11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	OSP; OTM; HLD22; CLDN11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5010
GeneID	5010
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-207 do CLDN11 humano (NP_005593.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	075508
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo