

Anticorpo Policlonal Anti-Cldn17 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P56750

Número do item: CM0013221

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Claudina-17 humana (CLDN17) para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas de junção de oclusão e transporte de ânions.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CLDN17 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CLDN17
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26285
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100 até a extremidade C-terminal do CLDN17 humano (NP_036263.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P56750
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo