

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cldn3 Para Wb, Elisa - O15551

Número do item: CM0016745

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra CLDN3 humana, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudos de junções apertadas e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLDN3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RVP1; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; CLDN3
Espécie	Humana
ID do Gene	1365
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 141-220 da CLDN3 humana (NP_001297.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O15551
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo