

Anti-Clon5 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000501

Número do item: CM0018336

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CLDN5, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Essencial para estudos de junção de hermética e função de barreira.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLDN5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AWAL; BEC1; TMVCF; TMDVCF; CPETRL1; CLDN5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7122
GeneID	7122
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 119-218 do CLDN5 humano (NP_001349995.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000501
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo