

Anticorpo Policlonal Anti-Cldn7 Para Wb, If-P, Elisa - O95471

Número do item: CM0021855

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CLDN7 validado para WB, IF-P e ELISA; detecta Claudina-7 humana, de camundongo e de rato a aproximadamente 22 kDa. Ideal para estudos de junções estreitas e pesquisas sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho contra CLDN7
Observações/Apelido	CLDN-7, CEPTRL2, CPETRL2, Hs.84359, claudina-1, CLDN7
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1366
ID do Gene	1366
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-211 da CLDN7 humana (NP_001298.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	O95471
Peso da Proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo