

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Clnd1 Para Wb, Elisa - Q9Ny35

Número do item: CM0025632

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à CLDND1 humana, uma proteína de junção estreita que regula a permeabilidade a moléculas pequenas. Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de junções estreitas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | CLDND1 Rabbit pAb                                                                                                      |
| Observações/Apelidos | Z38; C3orf4; GENX-3745; CLDND1                                                                                         |
| Espécie              | Humano                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)      | 56650                                                                                                                  |
| GeneID               | 56650                                                                                                                  |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-138 da CLDND1 humana (Q9NY35). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                 |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                 |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada  | Camundongo, Rato                                                                                                       |
| SWISS                | Q9NY35                                                                                                                 |
| Peso Proteico        | 29kDa                                                                                                                  |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                          |