


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cleaved Caspase-1 P20 Para Wb, Elisa - P29466

Número do item: CM0007082



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a subunidade p20 clivada da caspase-1 humana, validado para WB e ELISA. Adequado para estudos de ativação do inflamassoma, piroptose e processamento de citocinas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Cleaved Caspase-1 p20 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ICE; P45; IL1BC; Caspase-1 p20
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	834
GeneID	8 dd
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da Caspase-1 p20 humana (NP_001244047.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29466
Peso Proteico	10KDa/29KDa/35KDa/42KDa/45KDa
Envio	Saco de gelo