


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Caspase-8 Clivada (Asp384) Para Wb, Elisa - Q14790

Número do item: CM0004729



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Caspase-8 clivada (Asp384). Validado para Western blot e ELISA em amostras humanas. Adequado para aplicações de pesquisa em apoptose, necroptose e piroptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cleaved Caspase-8 (Asp384) mAb de Coelho
Observações/Alias	CAP4; MACH; MCH5; FLICE; ALPS2B; Casp-8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	841
GeneID	841
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 371-470 da Caspase-8 humana (NP_203519.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14790
Peso da Proteína	55kDa
Transporte	Bolsa de gelo