


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gasdermina D Não Clivada (Terminal N) Para Pesquisa De Piroptose - P57764

Número do item: CM0006306



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho altamente específico, direcionado ao fragmento N-terminal clivado da Gasdermina D humana (P57764). Adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar piroptose, ativação do inflamassoma e respostas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] mAb de coelho contra Gasdermina D clivada (terminal N)
Observações/alias	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	79792
ID do gene	79792
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos resíduos ao redor de Asp275 da Gasdermina D humana (NP_079012.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P57764
Peso da proteína	53 kDa
Transporte	Bolsa de gelo