

Anticorpo Monoclonal Anti-Parp Clivado (Asp214) Para Wb, If/Icc, Elisa - P09874

Número do item: CM0005559



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PARP Clivado (Asp214) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta o fragmento de clivagem específico da apoptose da PARP1 humana. Ideal para pesquisa de dano no DNA e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-PARP Clivado (Asp214)
Observações/Apelido	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
Espécie	Humano
ID do Gene	142
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 201-300 da PARP humana (Asp214) (NP_031441.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09874
Peso Proteico	113kDa
Remessa	Saco de gelo