

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Clec11A Para Wb, Elisa - Q9Y240

Número do item: CM0025860

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CLEC11A humano, validado para WB e ELISA, reage com humano e camundongo. Ideal para estudar osteogênese, manutenção óssea e pesquisa de tecido esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLEC11A pAb de Coelho
Observações/Apelido	P47; SCGF; LSLCL; CLECSF3; CLEC11A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6320
GeneID	6320
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-323 do CLEC11A humano (NP_002966.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y240
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco com gelo