

Anticorpo Policlonal Anti-Clec12A Para Wb, If-P, Elisa - Q5Qgz9

Número do item: CM0029919



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CLEC12A humano (CLL-1, MICL), validado para WB, IF-P, ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de ativação de células mieloides e regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLEC12A pAb de Coelho
Observações/Apelido	CLL1; MICL; CD371; CLL-1; DCAL-2; CLEC12A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	160364
GeneID	160364
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 66-265 do CLEC12A humano (NP_612210.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5QGZ9
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo