

Anticorpo Policlonado Anti-Clec1B Para Wb, Elisa - Q9P126

Número do item: CM0029272



introdução

Anticorpo Policlonado Anti-CLEC1B de alta especificidade validado para WB e ELISA. Detecta CLEC1B humano, de camundongo e de rato, um receptor de PDPN plaquetário envolvido na trombose e biologia vascular. Ideal para uso em pesquisa e imunodiagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLEC1B pAb de coelho
Observações/Alias	CLEC2; CLEC2B; PRO1384; QDED721; 1810061I13Rik; CLEC1B
Espécie	Humano
GeneID	51266
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-196 do CLEC1B humano (NP_001092901.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P126
Peso Proteico	27kDa
Transporte	Bolsa de gelo