


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Clec2D Para Wb E Elisa - Q9Uhp7

Número do item: CM0016051



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CLEC2D humano (LLT1/OCIL), validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. O alvo é um receptor de células NK envolvido na modulação imunológica e na inibição de osteoclastos. Ideal para pesquisas em imunologia e tecido ósseo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CLEC2D Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CLAX, LLT1, OCIL, CLEC2D
Espécie	Humano
ID do gene	29121 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-154 do CLEC2D humano (NP_037401.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UHP7
Peso da proteína	22 kDa
Envio	Gelo reutilizável