


Anticorpo Monoclonal Anti-Clec3B/Tetranectina Para Wb, If/Icc, Elisa - P05452

Número do item: CM0008963



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CLEC3B/Tetranectina humana (P05452), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da função retiniana, do empacotamento exocítico e da ligação ao plasminogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra CLEC3B/Tetranectina
Observações/Alias	TN; TNA; MCDR4; CLEC3B/Tetranectina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7123
GeneID	7123
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P05452
Peso da Proteína	21 kDa
Transporte	Bolsa de gelo