


Anticorpo Policlonal Anti-Clec3B/Tetranectina Para If/Icc, Elisa - P05452

Número do item: CM0025057



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CLEC3B/Tetranectina humana, adequado para IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a lectina tipo C secretada envolvida na ligação ao plasminogênio, função retiniana e exocitose. Ideal para estudar interações de proteínas plasmáticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLEC3B/Tetranectina pAb de Coelho
Observações/Apelido	TN; TNA; MCDR4; CLEC3B/Tetranectina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7123
GeneID	7123
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-202 da CLEC3B/Tetranectina humana (NP_003269.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05452
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de gelo