


Anticorpo Policlonal Anti-Clec4D Para Wb, If-P, Elisa - Q8Wxi8

Número do item: CM0026887



introdução

pAb de Coelho anti-CLEC4D de alta qualidade validado para WB, IF-P, ELISA. Reconhece CLEC4D (CD368, Dectin-3) humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa em imunidade inata e receptores de reconhecimento de padrões.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-CLEC4D
Observações/Alias	MCL, MPCL, CD368, CLEC6, CLEC-6, CLECSF8, Dectin-3, CLEC4D
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	338339
GeneID	338339
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-215 da CLEC4D humana (NP_525126.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WXI8
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo