

Anticorpo Policlonal Anti-Clec4E Para Wb, Elisa - Q9R0Q8

Número do item: CM0027975

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CLEC4E (Mincle) de camundongo, um receptor de imunidade inata do tipo lectina C. Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Ideal para estudos de reconhecimento de padrões e defesa do hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLEC4E Rabbit pAb
Observações/Apelido	Mincle; Clecsf9
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	26253
GeneID	56619
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-200 de CLEC4E/MINCLE de camundongo (NP_064332.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9R0Q8
Peso Proteico	24kDa
Envio	Bolsa de gelo