

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Clec4M Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2X3

Número do item: CM0014423



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CLEC4M humana (CD299, L-SIGN, DC-SIGNR). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reatividade cruzada com Humano, Camundongo e Rato. Uso em pesquisa para estudos de reconhecimento de patógenos e vigilância imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CLEC4M Rabbit pAb
Observações/Alias	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR; CLEC4M
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10332
ID do Gene	10332
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 71-399 de CLEC4M humana (NP_055072.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H2X3
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo