


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Clec5A Para Wb E Elisa - Q9Ny25

Número do item: CM0028197



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CLEC5A (MDL-1) humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em imunidade inata, infecção viral e osteoclastogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLEC5A Coelho pAb
Observações/Alias	MDL1; MDL-1; CLECSF5; CLEC5A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23601
ID do Gene	23601
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-188 do CLEC5A humano (NP_037384.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NY25
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo