


Anticorpo Policlonal Anti-Clc1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O00299

Número do item: CM0016992



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CLIC1 humano (proteína 1 do canal intracelular de cloro) para WB, IF/ICC, ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Útil para pesquisas sobre canais iônicos e biologia redox.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	pAb de coelho contra CLIC1
Observações/Alcunhas	G6; CL1C1; NCC27; CLCNL1; CLIC1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	1192
ID do gene	1192
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O00299
Peso da proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo