


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Clc1 Para Wb, Elisa - 000299

Número do item: CM0029653



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CLIC1 humano (27 kDa). Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com CLIC1 de rato e camundongo. Ideal para pesquisa de canais iônicos e oxidoredutases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CLIC1
Observações/Apêndice	G6; CL1C1; NCC27; CLCNL1; CLIC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1192
GeneID	1192
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-241 do CLIC1 humano (NP_001279.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00299
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de gelo