

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-CLIC4 Para Wb E Elisa - Q9Y696

Número do item: CM0002598

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante anti-CLIC4 validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta CLIC4 humano, de camundongo e de rato (~29 kDa). Ideal para estudar a função de canais iônicos, regulação redox e angiogênese.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CLIC4 Rabbit mAb                                                                                                                                |
| Observações/Apelido | H1; huH1; p64H1; CLIC4L; MTCLIC; CLIC4                                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                          |
| ID do Gene (Humano) | 25932                                                                                                                                           |
| ID do Gene          | 25932                                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína recombinante/Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do CLIC4 humano (NP_039234.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                        |
| SWISS               | Q9Y696                                                                                                                                          |
| Peso da Proteína    | 29kDa                                                                                                                                           |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                    |