


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-CLIC4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y696

Número do item: CM0028391



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CLIC4 humano (p64H1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de canal de cloreto intracelular, oxidoredutase e angiogênese.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | CLIC4 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelidos | H1; huH1; p64H1; CLIC4L; MTCLIC; CLIC4                                                                                   |
| Espécie              | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)      | 25932                                                                                                                    |
| GeneID               | 25932                                                                                                                    |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-253 do CLIC4 humano (NP_039234.1) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação            | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS                | Q9Y696                                                                                                                   |
| Peso da Proteína     | 29kDa                                                                                                                    |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                            |