


Anticorpo Policlonal Anti-Clip1 Para Wb, Elisa - P30622

Número do item: CM0017178



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CLIP1 humano validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a proteína de rastreamento da extremidade positiva dos microtúbulos, envolvida na dinâmica do citoesqueleto e no tráfego de vesículas. Ideal para pesquisas em câncer e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-CLIP1
Observações/Alias	RSN, CLIP, CYLN1, CLIP170, CLIP-170, CLIP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6249
GeneID	6249
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1228-1427 do CLIP1 humano (NP_002947.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30622
Peso da Proteína	162 kDa
Transporte	Bolsa de gelo