


Anti-Clip1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P30622

Número do item: CM0030379



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a proteína ligadora 1 contendo domínio CAP-Gly humana (CLIP1/CLIP-170). Validado para Western blot e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre dinâmica de microtúbulos e tráfego de vesículas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLIP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RSN, CLIP, CYLN1, CLIP170, CLIP-170, CLIP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6249
ID do Gene	6249
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1228-1427 do CLIP1 humano (NP_002947.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30622
Peso Proteico	162kDa
Envio	Saco de gelo