


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-CLN5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075503

Número do item: CM0013159



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CLN5 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Reconhece a sintase de bis(monoacilglicero)fosfato CLN5, uma enzima lisossomal envolvida na síntese de BMP e na lipofuscinose ceróide neuronal. Ideal para pesquisa de doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CLN5
Observações/Apelido	CLN5; NCL
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1203
GeneID	1203
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 96-407 do CLN5 humano (NP_006484.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	075503
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo