

## Anticorpo Policlonal Anti-CLN8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uby8

Número do item: CM0021701

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CLN8 para WB, IHC-P, ELISA. Tem como alvo o CLN8 humano (Q9UBY8), uma proteína de membrana do RE envolvida na neuroproteção e proliferação celular. Adequado para pesquisa de lipofuscinose ceróide neuronal.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                      |
|---------------------|----------------------------|
| Nome do Produto     | CLN8 pAb de Coelho         |
| Observações/Apelido | EMPR; TLCD6; C8orf61; CLN8 |
| Espécie             | Humano                     |
| GeneID (Humano)     | 2055                       |
| GeneID              | 2055                       |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético         |
| Fonte               | Coelho                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais     |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA           |
| Reatividade Cruzada | Humano                     |
| SWISS               | Q9UBY8                     |
| Peso da Proteína    | 33kDa                      |
| Envio               | Saco de gelo               |