

Anticorpo Policlonal Anti-Clns1A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P54105

Número do item: CM0019517



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CLNS1A humano (pICln) para WB, IHC-P, ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Envolvido na montagem de snRNPs do spliceossomo e na metilação de proteínas Sm. Adequado para pesquisas sobre splicing de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CLNS1A Rabbit pAb
Observações/Alias	CLCI, ICln, CLNS1B, CLNS1A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1207
GeneID	1207
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-237 de CLNS1A humano (NP_001284.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P54105
Peso molecular	26kDa
Envio	Bolsa de gelo