

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Clns1A Para Wb, Elisa - P54105

Número do item: CM0024834



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a CLNS1A humana (subunidade do metilossomo pICln) para uso em Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas; essencial para pesquisa de montagem do spliceossomo e splicing de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLNS1A Coelho pAb
Observações/Alias	CLCI; ICln; CLNS1B; CLNS1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1207
GeneID	1207
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-237 da CLNS1A humana (NP_001284.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P54105
Peso da Proteína	26kDa
Transporte	Saco de gelo