

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Clock Para Wb, Elisa - O15516

Número do item: CM0012319



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CLOCK validado para WB e ELISA. Reage com CLOCK de humano, camundongo e rato. Imunógeno de peptídeo sintético (aa 100-200). Ideal para pesquisa de ritmo circadiano e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLOCK Rabbit mAb
Observações/Alias	KAT13D; bHLHe8; CLOCK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9575
GeneID	9575
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do CLOCK humano (NP_004889.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15516
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Bolsa de gelo