


Anti-Clpb Anticorpo Policlonal De Coelho Para Ihc-P, Elisa - Q9H078

Número do item: CM0022714



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CLPB humano, validado para IHC-P e ELISA. Detecta CLPB de camundongo e rato. Útil para estudar a homeostase de proteínas mitocondriais e a imunidade antiviral inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLPB Rabbit pAb
Observações/Apelido	CLPB; ANKCLB; HSP78; MEGCANN; MGCA7; SKD3; homólogo da proteína peptidase caseinolítica B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	81570
GeneID	81570
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 572-707 do CLPB humano (NP_110440.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9H078
Peso da Proteína	57kDa/72kDa/74kDa/75kDa/br>78kDa
Envio	Saco de gelo