


Anticorpo Monoclonal Anti-Clpp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16740

Número do item: CM0009114



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho CLPP para Western blot (WB), IHC-P, IF/ICC e ELISA. Validado em humano, rato e camundongo. Tem como alvo a subunidade proteolítica ClpXP mitocondrial, proteína de 30 kDa, crucial para o controle de qualidade de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CLPP (mAb)
Observações/Apelidos	DFNB81; PRLTS3; CLPP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8192
GeneID	8192
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 178-277 do CLPP humano (Q16740).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16740
Peso Proteico	30kDa
Envio	Em saco de gelo