


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Clpp Para Wb, Elisa - Q16740

Número do item: CM0029763



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CLPP humano (protease ClpP mitocondrial) para aplicações em Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Útil para pesquisa de controle de qualidade de proteínas mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLPP Anticorpo pAb de Coelho
Observações/Apelido	DFNB81; PRLTS3; CLPP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8192
GeneID	8192
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q16740
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo