

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Clps (Colipase) Para Wb E Elisa - P04118

Número do item: CM0015995

introdução

A CamelBio fornece anticorpo policlonal de coelho contra CLPS (colipase), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa em metabolismo lipídico, digestão e sinalização de saciedade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLPS Rabbit pAb
Observações/Apelido	CLPS; colipase
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1208
GeneID	1208
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P04118
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo