

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Clptm1 Para Wb E Elisa - 096005

Número do item: CM0025129

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CLPTM1 humano. Adequado para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Use para investigar a transmissão GABAérgica, o scrambling de lipídios e o processamento de âncoras GPI.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CLPTM1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CLPTM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1209
ID do Gene	1209
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do CLPTM1 humano (NP_001285.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	096005
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Saco de gelo