

Anti-Clpx Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - 076031

Número do item: CM0003266



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CLPX humano, chaperona dependente de ATP mitocondrial. Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar o controle de qualidade de proteínas mitocondriais e a biossíntese de heme.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLPX Rabbit mAb
Observações/Apelido	EPP2; CLPX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10845
GeneID	10845
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 534-633 do CLPX humano (076031).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	076031
Peso da Proteína	69 kDa
Envio	Saco com gelo