


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Clspn (Claspin) Para Wb, Elisa - Q9Haw4

Número do item: CM0023112



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CLSPN/Claspin humano (UniProt Q9HAW4). Adequado para WB e ELISA. Ideal para investigar pontos de verificação de danos no DNA, estabilidade do garfo de replicação e regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLSPN Rabbit pAb
Observações/Apelido	CLSPN; claspin
Espécie	Humano
GeneID (humano)	63967
GeneID	63967
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 650-750 do CLSPN humano (NP_001177410.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HAW4
Peso Proteico	151kDa
Envio	Saco de gelo