

Anticorpo Policlonal Anti-Clstn3 Para Wb, Elisa - Q9Bqt9

Número do item: CM0013051

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a Calsyntenin-3 humana (CLSTN3), adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta CLSTN3 de camundongo, com um peso molecular previsto de 106 kDa. Ideal para estudos de biologia de sinapses e termogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CLSTN3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CSTN3; CDHR14; alcbeta; CLSTN3
Espécie	ser Humano
GeneID (Humano)	9746
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 730-850 da CLSTN3 humana (NP_055533.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9BQT9
Peso da Proteína	106kDa
Envio	Saco com gelo