

Anticorpo Policlonal Anti-Clta Para Wb, Elisa - P09496

Número do item: CM0028616



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a cadeia leve de clatrina humana (CLTA). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Suporta pesquisas de endocitose e fuso mitótico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLTA pAb de Coelho
Observações/Apelido	LCA; CLTA
Espécie	Humano
1211	
GeneID	1211
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-218 da CLTA humana (NP_001824.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09496
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo