

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Cltb Para Wb, If/Icc, Elisa - P09497

Número do item: CM0029620

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra CLTB (Clathrina cadeia leve B) humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa sobre fossos e vesículas revestidas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLTB Rabbit pAb
Observações/Alias	LCB; CLTB
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1212
ID do Gene	1212
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-211 da CLTB humana (NP_001825.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09497
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo