

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cluh (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa) - O75153

Número do item: CM0014260

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CLUH humano (CLU1), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta CLUH humano e de camundongo. Útil para estudar biogênese mitocondrial e distribuição citoplasmática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLUH Rabbit pAb
Observações/Apelido	CLU1; CLUH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23277
GeneID	23277
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1120-1309 do CLUH humano (NP_056044.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O75153
Peso Proteico	147kDa
Envio	Saco de gelo