


Anticorpo Policlonal Anti-Clusterina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10909

Número do item: CM0017974



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Clusterina (ApoJ, TRPM-2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para estudos de apoptose, complemento e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Clusterina Coelho pAb
Observações/Alias	CLI; AAG4; APOJ; CLU1; CLU2; KUB1; SGP2; APO-J; SGP-2; SP-40; TRPM2; TRPM-2; NA1/NA2; Clusterina
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1191
GeneID	1191
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-449 da cadeia alfa da Clusterina humana (NP_976084.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P10909
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo