


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Clusterina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10909

Número do item: CM0002171



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante anti-Clusterina validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta a Clusterina humana, uma chaperona extracelular envolvida na apoptose, inibição do complemento e agregação proteica. Adequado para aplicações diagnósticas e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Clusterin mAb de Coelho
Observações/Apelidos	CLI, AAG4, APOJ, CLU1, CLU2, KUB1, SGP2, APO-J, SGP-2, SP-40, TRPM2, TRPM-2, NA1/NA2, Clusterina
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1191
ID do Gene	1191
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 314-449 da cadeia alfa da Clusterina humana (NP_001822.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P10909
Peso da Proteína	52kDa
Transporte	Bolsa de gelo