

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Clvs2 Para Wb, Elisa - Q5Syc1

Número do item: CM0023124



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Clavesina-2 humana (CLVS2), validado para WB e ELISA. Ideal para o estudo da morfologia endossômica/lisossômica e do tráfego de proteínas neuronais. Imunógeno recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-CLVS2
Observações/Alias	RLBP1L2, C6orf212, C6orf213, bA160A10.4, CLVS2
Espécie	Humana
ID do Gene	134829
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 265-327 da CLVS2 humana (NP_001010852.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q5SYC1
Peso da Proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo