

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cmas Para Wb E Elisa - Q8Nfw8

Número do item: CM0015004

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CMAS (CMP-N-acetilneuramínico ácido sintase) humano. Validado para WB e ELISA, tem reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa da via do ácido siálico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CMAS Rabbit pAb
Observações/Apelido	CSS; CMAS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55907
GeneID	55907
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-263 da CMAS humana (NP_061156.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NFW8
Peso Proteico	48kDa
Envio	Bolsa de gelo