

Anticorpo Policlonal Anti-Cmip Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8ly22

Número do item: CM0019268

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CMIP, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CMIP pAb de Coelho
Observações/Apelido	TCMIP; CMIP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80790
GeneID	80790
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 640-773 do CMIP humano (NP_938204.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8LY22
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco de gelo