


Anticorpo Policlonal Anti-Cmklr1 Para Wb E Elisa - Q99788

Número do item: CM0021350



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CMKLR1 humano (ChemR23), validado para WB e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre inflamação metabólica e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CMKLR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DEZ; ERV1; RVER1; ChemR23; CHEMERINR; CMKLR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1240
GeneID	1240
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do CMKLR1 humano (NP_001135815.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99788
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo